



IMPROVING LIVES

One allograft at a time

CATÁLOGO
DE PRODUCTOS DENTALES
DE ALOINJERTO

Pinnacle Transplant Technologies cuenta con los certificados de:



En Pinnacle procesamos y producimos aloinjertos con los estándares más altos de calidad, innovación y seguridad. Con una clara vocación de atención En Pinnacle somos un banco de tejido consciente e implicado en la ética del proceso Donate Life™. Estamos debidamente registrados por el US Food and Drug Administration (FDA) y acreditados por el American Association of Tissue Banking (AATB), en Pinnacle trabajamos únicamente con organizaciones federales estadounidenses (Organ Procurement Organizations-OPO) así como agencias acreditadas por la AATB, con el objetivo de proporcionar bio-implantes de la máxima calidad, asegurar la seguridad de los pacientes, proteger a nuestros socios y distribuidores y honrar a las familias donantes.

SELECCIÓN DE DONANTES

El sistema de calidad de Pinnacle, junto con sus procesos validados por la FDA y la AATB, garantizan la seguridad del paciente desde la temprana selección de los donantes hasta la implementación y uso del implante.

Pinnacle trabaja exclusivamente a través de acuerdos con las Organ Procurement Organizations (OPO), que cuentan con licencia federal estadounidense y con organismos acreditados por la American Association of Tissue Banking (AATB) para la adquisición de tejido del donante. Pinnacle es socio activo de la organización nacional Estadounidense Donate Life™, y trabaja muy de cerca con el equipo de Donate Life™, en Arizona donde promovemos la donación de órganos a través de un proceso ético y eficiente.

SISTEMAS DE CALIDAD

Los sistemas de calidad que aplicamos en PTT cumplen o exceden todas las regulaciones de la FDA, los estándares de la AATB y las exigencias federales sobre praxis de Bancos de Tejidos (Current Good Tissue Practise).

Nuestros aloinjertos son procesados bajo estrictos procedimientos asépticos, estando sujetos a múltiples inspecciones, mediciones y revisiones de embalaje para asegurar la calidad y seguridad de nuestros productos. Nuestro personal de Sistema de Calidad cuenta con una gran formación, experiencia y conocimiento sobre la industria de los Bancos de Tejidos. En Pinnacle participamos activamente en reuniones y seminarios patrocinados por la AATB y promovemos a todo nuestro personal a obtener el título de Especialista en Banco de Tejido Certificado (Certified Tissue Banking Specialist - CTBS).

CONTROLES DE SEGURIDAD

Como miembro acreditado por la Asociación Americana de Bancos de Tejidos (AATB), todas nuestras pruebas y procesamiento de tejidos donados cumplen o superan todas las normas y regulaciones de la FDA y la AATB. Todos los resultados de las pruebas son evaluados por un equipo de especialistas y médicos de los campos de enfermedades infecciosas, patología y bancos de tejidos.

ESTERILIZACIÓN

Los aloinjertos de Pinnacle son esterilizados mediante dosis bajas de radiación gamma. La dosis utilizada para esterilizar todo el tejido se determina mediante la realización de una validación VDMAX y se verifica de forma trimestral. Todo el tejido del injerto tiene un nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10^{-6} .

CIRUGÍA DENTAL Y MAXILOFACIAL

En Pinnacle Transplant Technologies ofrecemos una amplia gama de soluciones de aloinjerto de alta calidad. Nuestra línea de bio-implantes posee unas características biológicas y biomecánicas óptimas para el tratamiento en la cirugía dental y maxilofacial.

El portfolio de Pinnacle está diseñado para proporcionar al cirujano la solución más adecuada según cual sea el tratamiento:

- Correcciones de defectos periodontales (infraóseo y furcación)
- Mantenimiento y aumento de cresta
- Preservación alveolar postextracción
- Elevación de seno maxilar
- Reconstrucción cráneo-maxilofacial

Perfectamente envasados y con larga caducidad, nuestros productos están disponibles en diferentes tamaños para adaptarse a cada uno de las indicaciones.

HUESO ESPONJOSO

Injerto de hueso osteoconductor con una arquitectura trabecular que promueve la formación de hueso

	Código producto	Descripción	Tamaño
	PTT-MCA-005	Hueso esponjoso mineralizado 0.25-1.0mm 0.5cc	0,5 cm ³
	PTT-MCA-010	Hueso esponjoso mineralizado 0.25-1.0mm 1.0cc	1 cm ³

HUESO CORTICO-ESPONJOSO

Injerto de hueso osteoconductor con una arquitectura trabecular que promueve la formación de hueso

	Código producto	Descripción	Tamaño
	PTT-CCA-005	Hueso cortico-esponjoso mineralizado 0.6-1.25mm	0,5 cm ³
	PTT-CCA-010	Hueso cortico-esponjoso mineralizado 0.6-1.25mm	1 cm ³

HUESO CORTICAL

Injerto de hueso osteoinductor que acelera y mejora la curación y regeneración ósea.

	Código producto	Descripción	Tamaño
	PTT-MCO-005	Hueso cortical mineralizado 0.25-1.0mm	0,5 cm ³
	PTT-MCO-010	Hueso cortical mineralizado 0.25-1.0mm	1 cm ³

DBM PUTTY

Matriz ósea desmineralizada derivada 100% de hueso, sin carriers artificiales. Promueve la osteoinductividad.



	Código producto	Descripción	Tamaño
	DBM-APX-01	Apex DBM Putty	1.0cc

DBM Putty

PINNACLE / PRODUCTOS

DBM's PUTTY

Fácil de utilizar: APEX DBM Putty ofrece una excelente manejabilidad y moldeabilidad. Es resistente a la irrigación y puede ser utilizada junto a injertos de hueso esponjoso o cortico-esponjoso.

Segura: Con la acreditación de la Asociación Americana de Banco de Tejidos (AATB) y el Código de Buenas Prácticas de Tejido (cGTPs), la DBM Apex es procesada con un nivel de esterilidad (SAL) de 10^{-6} , utilizando irradiación e-beam y siguiendo todos los protocolos de trazabilidad y seguimiento que marcan la FDA y AATB.

100% DBM: La primer DBM del mercado con un 100% de origen óseo. En Pinnacle Transplant Technologies hemos desarrollado un método de procesamiento único por el cual obtenemos una DBM derivada completamente de hueso, sin necesidad de añadir "carriers" artificiales, sin ningún tipo de función biológica.

Alto Potencial Osteoinductivo: Nuestra formulación de desmineralización ósea y de obtención del carrier natural proporcionan una gran seguridad y confianza para aplicaciones donde la curación y regeneración ósea son críticas.



Apex DBM Putty 100%, Carrier artificial 0%



Para más información contacte con:



Borsub Dental

Augusto Leguía Norte 262 Of.D
Las Condes, Santiago de Chile

+56 2 2231 6008